

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CINTURA di SICUREZZA CON PETTORINA E BRETELLE “KOMETAFIX”

REPERTORIO DM SSN – Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 23275/R.

CODICE Nr: 380048

DESCRIZIONE:

i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni

comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con

estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario

confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi

di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico

con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è

di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su

richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti.

Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei

pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore

nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità

assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto

blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene).

Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Realizzata in un solo pezzo, per pazienti che rischiano di cadere dalla carrozzina e dove è necessaria un'efficace immobilizzazione del busto per evitare che cada in avanti.

La cintura è confortevole e protegge le pelli sensibili. In robusto tessuto blu chiaro con fissaggio rapido.

Lavabile in lavatrice fino a 95° C. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.

Una confezione con due cinghie in Nylon.

Misura unica, regolabile per tutte le taglie.

Art. RFC26300

Cod. 380048

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.