

My-Pressure 1.0 è un misuratore di pressione digitale, completamente automatico, in grado di fornire una lettura rapida e precisa. Validato clinicamente confermente al protocollo internazionale della Società Europea Ipertensione (ESH).

Caratteristiche principali:

- Tecnologia Fuzzi logic
- Totalmente Automatico
- Indicatore battito cardiaco irregolare
- Indicatore con scala colori conforme alla classificazione di misura OMS (1999 WHO-IHS)
- Misurazione della pressione sistolica e diastolica e del numero di battiti cardiaci
- Indicatore batterie scarica
- Predisposizione batteria uso con alimentatore di rete
- Sistema di salvataggio della misurazione della pressione in automatico fino a 90 acquisizioni
- Media delle tre ultime misurazioni
- Funzione orologio integrata
- Stand By automatico

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

● [RE 501000](#) My Pressure 1.0

ACCESSORI INCLUSI

Bracciale da polso (cm 22 - 32)

1 borsina da trasporto

4 pile alcaline tipo AA - 1.5V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	cm 15,4 x 13,2 x 10,5
Peso	300 g
Metodo misurazione	oscillometrico
Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio	automatico
Intervallo misurazione pressione	40-260 mmHg
Intervallo pressione bracciale	0-300 mmHg
Intervallo misurazione battito cardiaco	40-160 volte/min
Accuratezza della misura pressione statica	+/-3 mmHg
Accuratezza della misura battito cardiaco	+/- 5% della lettura
Alimentazione	4 batterie alcaline tipo AA - 1.5V
Garanzia	2 anni