

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CINTURA di SICUREZZA PER I FISSAGGIO RAPIDO DELLE GAMBE.

REPERTORIO DM SSN – Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 23281/R.

DESCRIZIONE:

i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio

che si possa avere per una postura confortevole e corretta

Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare.

Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura.

I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Il suo concetto permette di fissare o staccare rapidamente il paziente dalla sua sedia.

Destinata ai pazienti che rischiano di cadere, impedisce al paziente di scivolare in avanti. La cintura, grazie alla schiuma di protezione, è confortevole e protegge le pelli sensibili. In robusto tessuto blu chiaro con fissaggio rapido.

Lavabile in lavatrice fino a 95° C. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.

Cod. 380056

misura unica, regolabile per tutte le taglie.

per sedie geriatriche o carrozzine dove schienale e sedile sono contigui.

Cod. 380057

misura unica, regolabile per tutte le taglie.

per sedie geriatriche o carrozzine dove schienale e sedile sono separati.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA

CLASSE I NON INVASIVI