

PEGASO N 400

Struttura realizzata in tubo di acciaio a sezioni differenziate ad alta resistenza meccanica.

Verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.

Movimentazione a mezzo maniglie di spinta.

Base a bracci mobili regolabili a mezzo pedaliera di comando, apertura variabile da 59 - 80 cm. corredata da quattro ruote girevoli, di cui due posteriori di diametro 100 mm. dotate di freno indipendente, e due anteriori di diametro 80 mm.

Braccio superiore con altezza regolabile da 97 a 173 cm.

Movimentazione del braccio tramite attuatore lineare elettrico a 24V e pulsantiera con cavo; batteria ricaricabile a mezzo trasformatore di rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza in caso di guasto.

Completo di imbracatura Universale (art. N 9605).