

JOBST®UltraSheer RAL

CCL 1 (18-21mmHg)

- Per gambe stanche e dolenti
- Sindromi varicose moderate anche nella gravidanza
- Nel trattamento post-operatorio / post-scleroterapia
- Moderata tendenza alla formazione di edemi
- Tromboflebiti superficiali

La calza che abbina il comfort ottimale alla compressione graduata

Calza Autoreggente punta aperta

grado di compressione media alla caviglia secondo certificazione RAL.

La combinazione dell'efficacia terapeutica e dello stile moderno.

- Comfort

Grazie al filato a doppia copertura, alla zona del tallone rinforzata ed all'elevata elasticità della fibra, JOBST UltraSheer è estremamente durevole ed adatta all'indosso per lunghi periodi

- Filato morbido e confortevole

Grazie ad uno speciale processo di copertura del filato, JOBST UltraSheer è estremamente morbida al tatto


- Filato molto fine

Il filato molto fine assicura la traspirabilità e la gestione del sudore, migliorando la confortevolezza d'indosso

- Gradiente di compressione preciso

Assicura un effetto terapeutico adeguato ed efficace

Tabella calcolo taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	
	I	II	III	IV	V	VI	
	cG autoreggente	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
	cG monocollant	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
MISURE ARTO (cm) CIRCONFERENZA ALTEZZA	/D	da 34 a 39	da 39 a 45	Mod. CORTO (SHORT) Mod. LUNGO (LONG)			
	/G	da 60 a 69	da 70 a 80	Mod. CORTO (SHORT) Mod. LUNGO (LONG)			
	/K	da 65 a 75	da 75 a 85	Mod. CORTO (SHORT) Mod. LUNGO (LONG)			