



[TLM](#) TLM srl Via per Uboldo - 21040 Gerenzano (Va) – Italy

### **Spinocross/S/48**

corsetto toraco-lombo sacrale  
con spallacci e placca spinale TLM

Tessuto leggero e traspirante per un maggior comfort dell'utilizzatore  
Trattamento antibatterico a base di sali di argento naturali  
Placca spinale in lega leggera estraibile e modellabile manualmente  
Possibilità di utilizzo del corsetto con e senza Placca spinale  
Due fasce anteriori indipendenti, sovrapponibili e differentemente tensionabili  
Incrocio posteriore regolabile  
Morbida imbottitura sottoascellare

#### Caratteristiche tecniche

**Altezze** retro cm. 48 e davanti regolabile  
da cm. 18 a cm. 26  
Tessuto traspirante ed antibatterico Lisbona.

#### **Tessuti**



**Polygiene®**  
STAY FRESH

Tiranti in bendaggio elastico Rigato. Bretelle imbottite nella zona sottoascellare

**Steccatura** Placca spinale lunga cm. 44 nella zona paravertebrale estraibile e sostituibile con le stecche 1508 in dotazione.

**Chiusura** con velcro sul tessuto autogrippante in qualunque posizione

**Colore** Grigio/Nudo

**Varianti** **Spinocross/S/53** altezza retro cm. 53 e davanti regolabile da cm. 22 a cm. 30.  
Placca spinale lunga cm. 49.

#### **Tabella Taglie**

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	135

