

TENORTHO S.R.L.

Sede legale: Via A. Locatelli, 82 – 20853 - BIASSONO (MB)

TO1103 - AGILOMB®

Corsetto muscolo-scheletrico

lombosacrale con fibra di carbonio

Taglia

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140

circonferenza bacino in cm

Altezza

Anteriore: cm.19
Posteriore: cm. 28

Colore

Grigio Perla

Caratteristiche

Materiale “C6Tex combinato”, Antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l’attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia (possibilità di inserire stecche più dure per aumentare la rigidità del corsetto). Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua. Unisex.

Indicazioni

Lombalgie • Lombosacralgie • Contratture muscolari paravertebrali lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale • Utile nelle lombalgie da automobile • post-operatorio.

