

TENORTHO S.R.L.

Sede legale: Via A. Locatelli, 82 – 20853 - BIASSONO (MB)

TO1111 - GREY®

Corsetto millerighe lombare

Taglia

XS S M L XL XXL
50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
circonferenza vita in cm

Altezza

Anteriore: cm. 20
Posteriore: cm. 26

Colore

Grigio

Caratteristiche

Unisex. Materiale 1000 righe elastico. Chiusura anteriore a velcro. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate. Tiranti elastici regolabili. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

Indicazioni

lombalgie • lombo sciatalgie • traumi lievi della colonna lombare • contratture muscolari
• spondiloartrosi • discopatie • cedimenti vertebralilombari • utile nelle lombalgie da automobile.

